

Manaus-AM, 13 de março de 2025

De: CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO AMAZONAS – CEMA

Para: Gestores e Corpo Clínico das Unidades de Saúde da Rede Estadual do Amazonas

Assunto: Disponibilização de Lidocaína (Solução Injetável) na apresentação em **Embalagem Não Estéril** no Rol de Medicamentos da CEMA

Prezados Senhores,

A Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), no exercício de sua missão de otimizar a gestão de medicamentos e insumos, e com o objetivo primordial de assegurar a continuidade do abastecimento da rede estadual de saúde, informa sobre a disponibilidade da apresentação do medicamento Lidocaína em seu rol.

Atualmente, a CEMA realiza a aquisição e distribuição de Lidocaína nas apresentações de solução injetável sem e com vasoconstritor, ambas em embalagem individual estéril. Contudo, a demanda por este medicamento em diversas unidades de saúde, para procedimentos que não exigem a esterilidade da embalagem, tem gerado um consumo elevado da versão estéril, o que pode levar a um risco de ruptura de estoque, considerando a menor oferta da versão estéril no mercado.

A presente medida visa otimizar os processos licitatórios, garantir o abastecimento contínuo das unidades de saúde e assegurar a qualidade dos serviços prestados à população.

Vantagens da Aquisição da Versão Não Estéril:

- **Custos Reduzidos:** A versão não estéril geralmente tem um custo menor, otimizando o uso de recursos financeiros.
- **Maior Disponibilidade no mercado farmacêutico:** A inclusão da versão não estéril amplia a oferta do medicamento, reduzindo o risco de desabastecimento.
- **Flexibilidade de Uso:** Permite o uso em procedimentos que não exigem esterilidade da embalagem, liberando a versão estéril para casos mais críticos.



Uso da Lidocaína em Embalagem Estéril:

Ressalta-se que a Lidocaína em embalagem individual estéril é recomendada para uso restrito em centros cirúrgicos e procedimentos que exigem rigorosas condições de assepsia, tais como:

- Anestesia local em cirurgias de pequeno e médio porte;
- Bloqueios nervosos regionais;
- Anestesia epidural e raquidiana;
- Procedimentos odontológicos invasivos.

Uso da Lidocaína em Embalagem Não Estéril:

A Lidocaína em embalagem não estéril poderá ser utilizada em procedimentos ambulatoriais e de menor complexidade, tais como:

- Anestesia local para suturas e curativos;
- Infiltração anestésica para procedimentos diagnósticos;
- Anestesia tópica em mucosas.

Salienta-se que a Lidocaína em embalagem não estéril poderá ser utilizada na ausência da apresentação em embalagem estéril, desde que sejam rigorosamente observadas as técnicas de assepsia para a utilização do produto.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

DHEIME DE SOUZA ARTIAGAS

Diretora Técnica - CEMA



De acordo,

(assinado digitalmente)

HERBENYA SILVA PEIXOTO

Coordenadora da Central de Medicamentos do Amazonas - CEMA

